



**Федеральное бюджетное учреждение науки
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
эпидемиологии и микробиологии
им. Пастера»**

Для лабораторных
исследований

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению дисков из картона технического фильтровального ГОСТ 6722-75**

НАЗНАЧЕНИЕ

Диски из картона технического фильтровального предназначены для научно-исследовательской работы.

ПРОПИТЫВАНИЕ ДИСКОВ ПРЕПАРАТАМИ

В центр каждого диска нанести необходимое количество исследуемого вещества (оптимальный объём 10 мкл). Высушить при комнатной температуре или в термостате при температуре, неинактивирующей конкретное вещество. Для хранения поместить во флаконы с индикаторным силикагелем и ватой, завальцевать.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте.

Срок годности – 1 год.

По всем вопросам, касающимся качества дисков, следует обращаться по адресу предприятия-изготовителя: ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 14, Отдел новых технологий.

Тел/факс (812) 233-17-03, 313-69-89, тел. (812) 325-27-10, 313-69-88.

e-mail: pasteurdnt@yandex.ru; [http:// www.dntpasteur.ru](http://www.dntpasteur.ru)